

Burettes à zéro automatique du Dr. Schilling

SILBERBRAND

Burette: verre AR-Glas®. Limites d'erreur correspondant à la classe B, DIN EN ISO 385. Calibrée pour écouler 'Ex'. Bande photophore. Mise à zéro automatique. Emballage standard 1 unité.

| Capacité ml | Subdivision ml | Limite d'erreur ± ml | avec flacon ml | Hauteur totale mm | Réf. |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|
| 10* | 0,05 | 0,05 | 500 | 530 | 237 53 |
| 15* | 0,1 | 0,08 | 500 | 510 | 237 55 |
| 25* | 0,1 | 0,08 | 1000 | 620 | 237 56 |
| 50* | 0,1 | 0,10 | 1000 | 830 | 237 58 |
| 25, verre brun | 0,1 | 0,08 | 1000, brun | 650 | 237 66 |
| 50, verre brun | 0,1 | 0,10 | 1000, brun | 900 | 237 68 |

* distance entre les traits réduite

Pièces de rechange pour burettes à zéro automatique du Dr. Schilling

Burettes de rechange

Emballage standard 1 unité.

| Capacité ml | Longueur mm | Réf. |
|----------------|-------------|--------|
| 10 | 340 | 237 13 |
| 15 | 320 | 237 15 |
| 25 | 390 | 237 16 |
| 50 | 600 | 237 18 |
| 25, verre brun | 420 | 237 23 |
| 50, verre brun | 670 | 237 24 |

Pieds

Emballage standard 1 unité.

| pour flacon ml | Réf. |
|----------------|--------|
| 500 | 237 25 |
| 1000 | 237 28 |

Flacons réservoir

PE-LD. Flacon à col étroit pourvu d'un orifice de passage pour tube. Emballage standard 1 unité.

| Capacité ml | Ø mm | Hauteur mm | Filetage GL | Réf. |
|-------------|------|------------|-------------|---------|
| 500 | 75 | 180 | 25 | 1290 55 |
| 1000 | 94 | 212 | 28 | 1290 60 |
| 1000, brun | 94 | 212 | 28 | 1302 60 |

Pièces de fixation

Microvis avec pince de fixation et bouton-poussoir. Emballage standard 1 unité.

| pour capacité ml | pour flacon réservoir ml | Réf. |
|------------------|--------------------------|--------|
| 10 | 500 | 237 45 |
| 15 | 500 | 237 46 |
| 25 - 50 | 1000 | 237 48 |

Pointe d'écoulement en verre

Verre AR-Glas®. Avec tuyau en silicone. Emballage standard 10 unités.

Verre clair

| | |
|------|--------|
| Réf. | 115 00 |
|------|--------|

Verre brun

| | |
|------|--------|
| Réf. | 115 05 |
|------|--------|



Matériaux:

Tuyau d'alimentation: PVC

Tuyau de sortie: silicone

Flacon: PE-LD

Pied: PE-HD

Pièce de fixation: Polyamide

Microvis: laiton/PP

■ Remplissage rapide par pression sur le flacon

■ Zéro automatique

■ Titration fine grâce à la microvis

■ Titration moins fine mais rapide en décrochant la microvis et en activant le bouton-poussoir

Remarque:

En cas de non utilisation prolongée, vider la burette et ouvrir le robinet pour ménager le tuyau.