

# Pycnomètres

Les pycnomètres BLAUBRAND® sont calibrés individuellement. Le volume réel est gravé sur le pycnomètre de façon durable. Chaque pycnomètre est calibré avec le bouchon ou le thermomètre correspondant. Les bouchons et thermomètres ne sont donc pas interchangeables. Pour éviter toute confusion, le pycnomètre, son bouchon et son thermomètre portent le même numéro de série.

## Remarque relative aux certificats:

Les pycnomètres BLAUBRAND® sont livrés avec les certificats suivants:

### en série

- avec certificat individuel

### sur demande

- avec certificat de calibration DKD (du laboratoire de calibration de BRAND accrédité par le DKD)



## Pycnomètres, non calibrés

Verre borosilicaté 3.3. DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Bouchon à rodage normalisé 10/19 avec capillaire. Extrémité supérieure du bouchon rodée et polie. Le volume nominal est imprimé sur le fond. Emballage standard 2 unités.

Volume nominal cm <sup>3</sup>	Réf.
5	432 05
10	432 08
25	432 20
50	432 28
100	432 38



## Pycnomètres, calibrés

### BLAUBRAND®

Verre borosilicaté 3.3. DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrés pour contenir 'In'. Avec certificat individuel compris. Bouchon à rodage normalisé 10/19 avec capillaire. Extrémité supérieure du bouchon rodée et polie. Le volume mesuré en cm<sup>3</sup> est indiqué avec une précision à 3 décimales. Emballage standard 1 unité.

Volume nominal cm <sup>3</sup>	Réf.
5	433 05
10	433 08
25	433 20
50	433 28
100	433 38