

Pour des résultats brillants!




Produits PCR blancs

H I G H - T E C H D I S P O S A B L E S

La nouvelle ligne de produits PCR est conçue sur mesure pour les exigences de la Real-Time-PCR quantitative (qPCR). Les strips et plaques PCR blancs permettent des résultats considérablement améliorés pour l'exploitation des signaux de fluorescence et par conséquent pour la quantification de l'ADN formé.

- Coloration uniforme blanche avec du dioxyde de titane (TiO_2).
- Surface lisse pour une réflexion optimale du signal de fluorescence.
- Utilisation universelle dans presque tous les thermocycleurs courants.
- Plaques PCR low profile 96 puits et plaques PCR 384 puits, compatibles avec Roche® LightCycler® 480.
- Épaisseurs de paroi extraminces et uniformes pour un transfert de chaleur optimal et des temps de cycles courts.
- Fabriqué dans les conditions de salle blanche les plus modernes.
- Exempt de DNase, RNase et d'ADN.




q!PCR

Barrettes de 8 tubes PCR et bandes de capuchons

Barrettes de 8 tubes PCR

PP, blanc. 8 tubes de 0,2 ml en barrette. Pour la qPCR. A l'une de leurs extrémités, les tubes possèdent une languette de maintien. Emballage standard 125 barrettes, 1000 tubes au total.

Description	Volume (ml)	Emballage standard	Réf.
Standard	0,2	125 barrettes par sachet	7813 25



Bandes de 8 capuchons

PP. Bandes de capuchons plats, hautement transparents pour qPCR. Chaque capuchon est équipé d'une petite patte latérale pour permettre une ouverture prudente et sans contamination. Emballage standard 125 barrettes, 1000 bouchons au total.

Réf.	7813 34
------	---------



Plaques PCR de 24 et 48 puits

PP, blanc. Pour la qPCR. Tubes de 0,2 ml. Ces plaques réduisent les coûts pour le matériel à usage unique et permettent également de travailler sur une plaque PCR compacte pour un petit nombre de passages d'échantillons.

Nombre de puits	Description	Emballage standard	Réf.
24	sans cadre	40 (5 plaques par sachet)	7814 12
48	sans cadre	20 (5 plaques par sachet)	7814 16




Plaques PCR de 96 puits

Standard

PP, blanc. Pour la qPCR. Tubes de 0,2 ml. Disponible sans cadre ou avec demi-cadre.

Description	Emballage standard	Réf.
sans cadre	50 (5 plaques par sachet)	7813 54
avec demi-cadre	50 (5 plaques par sachet)	7813 57




Low Profile – appropriée pour Roche® LightCycler® 480

PP, blanc. Pour la qPCR. Tubes de 0,15 ml. Avec demi-cadre. Avec codage alpha-numérique noir. Disponible avec et sans feuilles adhésives (polyester, à transparence élevée, pour la qPCR).

NOUVEAU!

Description	Emballage standard	Réf.
avec demi-cadre	50 (10 plaques par sachet)	7813 64
avec demi-cadre	50 (10 plaques par sachet) + 50 feuilles pour la qPCR	7813 65




Plaques PCR de 384 puits

Appropriée pour Roche® LightCycler® 480

PP, blanc. Pour la qPCR. Tubes de 0,03 ml. Possibilité de traiter des volumes d'échantillons de 2 à 30 µl. Cela permet de réduire les coûts des réactifs et les temps de cycles. Les plaques peuvent être remplies à l'aide de pipettes multicanaux traditionnelles ou à l'aide de robots.

Description	Emballage standard	Réf.
avec cadre complet	50 (10 plaques par sachet)	7813 58



Pour d'autres articles PCR à usage unique et feuilles adhésives voir sous www.brand.de ou voir le catalogue général actuel.

La réaction en chaîne de la polymérase (PCR) peut être protégée en fonction du droit des brevets. L'acquisition de ces produits n'entraîne pas automatiquement la concession de la licence pour la réalisation de la PCR.

BRAND® est une marque de BRAND GMBH + CO KG, R.F.A. Les autres marques mentionnées appartiennent en propre à leurs titulaires.

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l'aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d'application concret dépend toutefois de multiples facteurs sur lesquels nous n'avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions. Cette transposition doit donc faire l'objet d'une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d'espèce.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

